







Anita care: Rozwiązania pooperacyjne

	WSKAZANIA	SPOSÓB DZIAŁANIA	MATERIAŁ	ROZMIAR	KOLORY		
5315X	 <p>Pooperacyjny gorset proteptyczny 5315X Isra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Po mastektomii - Po operacji oszczędzającej piersi <p>Polecany także</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podczas odpoczynku i w czasie wolnym - Do spania 	<p>- Przytrzymuje protezę tekstylną</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miękka taśma pod biustem nie powoduje podrażnień i ucisku - Zapięcie z przodu i nieregulowane ramiączka eliminują ucisk podczas leżenia - Zapięcie z przodu ułatwia zakładanie i zdejmowanie 	<ul style="list-style-type: none"> - Z przyjaznej dla skóry, elastycznej i „oddychającej” bawełny - Miękkie taśmy pod pachami, biustem i w dekolcie - Kieszonki po obu stronach - Miękkie, płaskie zapięcie na rzep/guziki - Zapięcie z przodu - Dodatkowe podszycie w okolicy ramion - Nieregulowane ramiączka 	<p>Cup A–C</p> <p>EUR 75–115 INT 34–50 France 90–130 Italia 3–11</p> <p>Cup D</p> <p>EUR 75–100 GB/US 34–44 France 90–115 Italia 3–8</p>	006 = biały	5315X
5322X	 <p>Pooperacyjny gorset proteptyczny 5322X Salvia z zapięciem z przodu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Po mastektomii (oszczędzającej skórę) - Po operacji oszczędzającej piersi - Podczas i po radioterapii <p>Polecany także</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podczas odpoczynku i w czasie wolnym 	<p>- Nie uciska ciała</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przytrzymuje protezę tekstylną - Wykończenie i materiał wyjątkowo przyjmne dla skóry - Zapobiega zatorowi limfatycznemu w obszarze bocznym biustu - Miękka taśma pod biustem nie powoduje podrażnień i ucisku - Zapięcie z przodu ułatwia zakładanie i zdejmowanie 	<ul style="list-style-type: none"> - Wysokogatunkowy dżersej z elastanem i naturalnym mikromodalem - Pod haftkami wyjątkowo miękkie podszycie z frotte - Szeroka, elastyczna, miękka taśma podszyta frotte - Bezszywowe miseczki i kieszonki z chłonnego mikromodalu - Miękkie ramiączka pokryte frotte 	<p>Cup A–C</p> <p>EUR 70–115 INT 32–50 France 85–130 Italia 2–11</p> <p>Cup D</p> <p>EUR 70–100 INT 32–44 France 85–115 Italia 2–8</p>	047 = szampański	5322X
5523	 <p>5523 Biustonosz sportowy frontline open</p> <p>Po wszyciu wkładki może służyć jako gorset proteptyczny</p>	<p>Szczególnie przy małym biuście:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Po operacji oszczędzającej piersi - Po liftingu-mastopeksji i rekonstrukcji piersi (tkanką własną) <p>Polecany także</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podczas sportu i w czasie wolnym 	<ul style="list-style-type: none"> - Biust jest mocno przytrzymany i unieruchomiony - Przyspiesza proces gojenia dzięki kontrolowanemu uciskowi w obszarze blizny oraz odciąża kanały sływu chłonki - Miękka taśma z mikrofazy zapewnia mocne podtrzymanie - Zapięcie z przodu i nieregulowane ramiączka eliminują ucisk podczas leżenia - Zapięcie z przodu ułatwia zakładanie i zdejmowanie 	<ul style="list-style-type: none"> - Z wysokofunkcjonalnej mikrofazy z domieszką bawełny, lekkiej, miękkiej i szybkoschnącej - Jednowarstwowe, uformowane bezszwowe miseczki z mikrofazy z domieszką bawełny bez bocznej podpory biustu - Ramiączka regulowane z przodu zapięciem na rzep - Z przodu wysokie, miętko podszyte zapięcie na haftki - Lekko ciaśniejsza, płasko obszyta taśma pod biustem z miękkiej mikrofazy - Brak możliwości zastosowania pasa pooperacyjnego 0055 - Proste zakładanie i zdejmowanie zarówno dla pacjentek jak też personelu medycznego 	<p>Cup A–C</p> <p>EUR 70–100 INT 32–44 France 85–115 Italia 2–8</p> <p>Cup D–E</p> <p>EUR 70–95 INT 32–42 France 85–110 Italia 2–7</p>	001 = czarny 006 = biały	5523
1094	 <p>1094 Gorset uciskowy</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Po operacji oszczędzającej piersi - Po rekonstrukcji piersi metodą płata DIEP, TRAM i LD - Po wszystkich operacjach plastycznych biustu (zmniejszanie, lifting-mastopeksja, rekonstrukcja) - Przy obrzęku limfatycznym, zapaleniu gruczołu sutkowego, zaburzeniach gojenia ran (krwiak, seroma) 	<p>- Optymalna stabilizacja i unieruchomienie biustu po wszystkich zabiegach chirurgii plastycznej i ogólnej</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przyspiesza proces gojenia dzięki kontrolowanemu uciskowi w obszarze blizny oraz odciąża kanały sływu chłonki - Zapobiega uciskaniu i podrażnieniu tkanki dzięki indywidualnemu dopasowaniu i tolerancji ze skórą - Taśma pod biustem pozostaje poniżej obszaru możliwych blizn - Proste zakładanie i zdejmowanie zarówno dla pacjentek jak też personelu medycznego (możliwość założenia jeszcze podczas narkozy) - Do noszenie w dzień i w nocy przez okres co najmniej 6 tygodni 	<ul style="list-style-type: none"> - Bezszywowe miseczki mają dwie warstwy zrobione z miękkiej, elastycznej, bawełnianej tkaniny - Między warstwami wbudowana została boczna podpora biustu, która powoduje kontrolowany ucisk od obszaru pod biustem aż do początku ramiączka - Ramiączka regulowane wielostopniowo zapięciem na rzep - Praktyczne zapięcie na zamek a pod nim dodatkowo haftki - Szeroka, elastyczna taśma z bawełną od strony ciała 	<p>Cup A, B/C</p> <p>EUR 70–120 INT 32–52 France 85–135 Italia 2–12</p> <p>Cup D/E</p> <p>EUR 70–105 INT 32–46 France 85–120 Italia 2–9</p>	001 = czarny 006 = biały	1094
1095 (= 1094 + 0055)	 <p>1095 Gorset uciskowy wraz z pasem pooperacyjnym 0055</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Po wszystkich operacjach plastycznych biustu (rekonstrukcja, kosmetyczne powiększanie piersi za pomocą silikonu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas pooperacyjny 0050 ma zastosowanie jedynie wraz z gorsetem uciskowym 1094 - Specjalistyczny pas pooperacyjny o anatomicznym kształcie przytrzymuje implanty i zapobiega ich przemieszczaniu się - Do noszenie w dzień i w nocy przez okres co najmniej 6 tygodni 	<ul style="list-style-type: none"> - Jak 1094, dodatkowo z pasem pooperacyjnym 0055 - Specjalistyczny pas o anatomicznym kształcie jest mocowany na plecach za pomocą rzepu i w ten sam sposób zapinany z przodu 	<p>Cup A, B/C</p> <p>EUR 70–120 INT 32–52 France 85–135 Italia 2–12</p> <p>Cup D/E</p> <p>EUR 70–105 GB/US 32–46 France 85–120 Italia 2–9</p>	001 = czarny 006 = biały	1095 (= 1094 + 0055)
1885	 <p>1885 ReBelt® Panty Spodenki uciskowe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Po operacji brzucha - Po plastyce brzucha (np. po zabiegu metodą płata DIEP) - Przy osłabieniu ściany brzucha <p>Rozmiar i czas stosowania według zaleceń lekarza</p> <p>Polecany także</p> <ul style="list-style-type: none"> - Po cięciu cesarskim 	<p>- Chronią i podtrzymują ścianę brzucha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilizują postawę ciała, przez co odciążają plecy - Wspomagają proces gojenia dzięki kontrolowanemu uciskowi w obszarze blizny 	<ul style="list-style-type: none"> - Oddychająca mikrofaza ze stresem - Podwójnie tkana, ściągająca część przednia z boczną, z 3-stopniową regulacją szerokości - Zapięcie w kroku na haftki (dwustopniowa regulacja) - Bawełniany klin 	<p>EUR 60–95 INT 28–42 France 85–120 Italia 0–7</p> <p>NOWOŚĆ od 01/12</p> <p>EUR 100–110 GB/US 44–48 France 125–135 Italia 8–10</p>	006 = biały NOWOŚĆ od 01/12 001 = czarny	1885

Dr Hans-Ulrich Krüger, ordynator kliniki we Fryburgu, Bawaria [Otopädie-Technik 01/10, s. 42-43]:

„Specjalistyczny biustonosz pooperacyjny ma anatomiczny kształt a jego podstawową funkcją jest optymalne unieruchomienie biustu przy zachowaniu jego naturalnych kształtów. Elastyczny pas ma za zadanie przytrzymać implanty i zapobiegać ich przemieszczaniu się górę. Pacjentka po operacji plastycznej piersi nigdy nie powinna usłyszeć: „Proszę zaopatrzyć się w dobry biustonosz sportowy”. Biustonosze sportowe mają za zadanie zredukować ruchy piersi do minimum, mocno przytrzymując je przy ciele. W rezultacie piersi są lekko spłaszczone, a taka deformacja piersi po operacji plastycznej może prowadzić do wielu powikłań.